

A 제품명

- 제품명 : GENOSS BMS Bare Metal Coronary Stent
- 품목명 : 관상동맥용스텐트
- 품목분류번호 : B03300.13
- 등 급:4

B 제품설명

제노스 베어메탈 스텐트는 코발트크롬 재질의 악물이 코팅되어 있지 않은 관상동맥용 스텐트입니다. 본 제품은 혈관확장을 위해 혈관에 이식되는 관상동맥용 스텐트와 스텐트를 혈관의 협착부위까지 운반하여 확장시키는 풍선카테터로 구성되어 있습니다. 풍선카테터의 풍선은 팽창압력에 따라 정해진 팽창압력별 지름과 길이로 팽창되도록 설계되었으며, 풍선이 팽창 할과 동시에 스텐트가 팽창됩니다. 풍선 내부에는 두 개의 백금이라든방사선 불투과성 마커밴드가 있습니다. 두 개의 방사선 불투과성 마커밴드는 형광 투시 검사를 용이하게 하고, 스텐트의 위치와 길이를 명확하게 파악하기 위하여 풍선 내부의 양 끝단에 위치하였습니다. 풍선 카테터는 병변 내로 진입을 용이하게 하기 위하여 말단부에 테이퍼된 소프트 팁이 있습니다. GENOSS BMS Bare Metal Coronary Stent의 풍선카테터 사용가능한 길이는 140cm입니다. 풍선카테터의 근위부는 풍선을 팽창/수축하기 위한 장치에 연결하기 위해 한 개의 허브가 있는 단일관의 스테인레스 스틸 하이퍼튜브로 구성되어 있습니다. 풍선카테터의 원위부에는 두 개의 관으로 이루어져 있고 동일한 축에 위치하고 있습니다. 원위부의 두 개의 관 중 외부의 관은 풍선의 팽창과 수축을 위한 관입니다. 원위부의 두 개의 관 중 내부의 관에는 확장시절 협착 부위에 풍선카테터의 진입을 용이하게 하기 위하여 직경 0.36mm나 그보다 작은 직경의 가이드와이어를 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 풍선카테터 말단끝에서 28cm정도 떨어진 곳에 말단 구멍이 있는데 이 구멍을 통해 가이드 와이어가 통과하는 관에 연결됩니다. 가이드 와이어가 통과하는 관은 말단 포트에서 말단 끝까지 연결됩니다. 검은색의 풍선카테터 테이퍼된 소프트 팁은 가이드 와이어 삽입을 용이하게 합니다.풍선카테터는 내부 직경이 1.42mm 보다 큰 가이드링 카테터를 사용하는 것이 좋습니다. 가이드링 카테터 말단부 출구에서부터 풍선카테터 말단부 팁이 나오는 것을 표시하기 위하여 풍선카테터의 말단부로부터 92cm[말 표시] 와 102cm[리더 표시]에 마커가 있습니다.

C 성능 및 사용목적

관상동맥의 패색부위에 삽입하여 개통을 유지시키는 스텐트로서 확장할 수 있으며, 풍선카테터 등과 함께 사용될 수 있다.

D 금기사항

- 일반적으로 관상동맥 스텐트 이식하는데 다음과 같은 환자에 대해서는 금기시 됩니다.
- 코발트크롬, 니켈, 몰리브덴 또는 조영제에 과민하거나 혹은 알레르기가 있는 환자
 - 항혈소판제 및 항응고제 치료가 금기시되는 환자
 - 혈관성형 풍선의 완전한 팽창 및 스텐트 또는 스텐트 전달 시스템의 적절한 시술을 저해하는 병변을 갖는 것으로 판단되는 환자
 - 이식환자
 - 임상시험을 통해 안전성 및 유효성이 입증되지 않은 피험자
 - 최소근부 병변

E 일반적인 주의사항

본 제품은 멸균제품이므로 시술하는 동안 멸균상태가 유지되도록하고, 유효기간이 경과하면 사용하지 않습니다. 사용 전 내용물을접힌 후 포장의 손상이나 습기의 흔적이 보이면 사용하지 않습니다. 사용자는 수술 전에 Genoss BMS가 기능적인 문제가 없을지를 확인해야 합니다. 사용될 Genoss BMS의 사용규격이 해당수술에 적합하지 확인 및 보증해야 합니다. 경피적 관상동맥혈액형성술에 대한 교육과 완벽한 훈련을 한 내과의사에 한해 Genoss BMS스 텐트를 사용할 수 있습니다. Genoss BMS의 유연한 파손, 말단부의 굴절이나 꼬임이 발생할 가능성을 낮추기 위해 조작하는 동안 조심스럽게 사용합니다. Genoss BMS 삽입 전에 적절한 항응고제와 혈관 확장신경약이 사용되어야 합니다. 항응고 처치는 시술 후에도 의사의 결정에 따라 일정기간 계속되어야 합니다. Genoss BMS를 조작하는 동안 가이드 카테터 팁의 위치를 유지하는데 주의해야 합니다. Genoss BMS를 삽입하거나 교환 할 때, 가이드 와이어가 삽입된 Genoss BMS의 움직임을 더 원활하게 하기 위하여 가이드 와이어를 깨끗이 닦아냅니다.

F 취급시주의사항

본 제품은 일회용으로만 사용하도록 고안 및 설계되었습니다. 동일 환자에게만 사용하며 재사용, 재가공 및 재멸균은 제품을 손상시키거나 제품의 오염에 의한 환자의 감염이나 교차 감염을 일으킬 수 있으며 환자의 통증, 고열, 사망 등의 결과를 초래할 수 있습니다. 제품의 오염은 환자의 통증, 고열, 사망의 원인이 될 수 있습니다. 사용 후의 제품과 포장은 병원, 정부 정책 등에 따른 환경상의 절차에 의해 폐기되어야 합니다. 수술 중에 혈관의 손상을 줄이기 위해 스텐트의 팽창지름은 해당 협착된 혈관부위의 근위부와 원위부 혈관의 직경과 유사해야 합니다. 관상동맥우회술이 불가능한 환자에게 경피적 관상동맥성형술을 수행할 경우 수술여부를 심각하게 고려해야 합니다. 이 환자집단의 치료는 특별한 위험을 동반하기 때문에 경피적 관상동맥성형술을 수행하는 동안 가능하다면 혈액학적 지원을 받는 것을 권장합니다. 본 제품은 고상성 형광 투시 검시환경에서 사용할 것을 권장합니다. 풍선이 완전히 수축되지 않은 상태로 풍선카테터를 삽입 및 제거하는 것을 금지합니다. 만약 조작하는 동안 큰 저항을 느낀다면, 수술을 멈추고 저항의 원인을 파악한 후 문제를 처리합니다. 사용중 풍선은 정격파열압력(Rated Burst Pressure, RBP)을 넘지 않아야 합니다. 수술 중 풍선에 과도한 압력이 가해지는 것을 방지하기 위하여 압력장치의 압력계를 수시로 확인합니다. 경

피적 관상 동맥 협착성형술은 음극 관상동맥 우회술이 즉시 이루어질 수 있는 병원에서 시행되어야 합니다. 적절한 풍선 팽창 매개물을 사용 해야 합니다.다량의 식염수와 1:로 희석된 조영제 등) 풍선을 팽창하기 위하여 공기나 다른 가스형태의 매개물은 사용을 금지합니다. 또한 유가용매를 풍선카테터에 접촉시키는 것을 금지합니다.(알코올 등).

G 나타날 수 있는 부작용 / 합병증

아래와 같은 부작용/합병증이 나타날 수 있으며, 나열된 것 이외의 증상도 나타날 수 있습니다.

- 시방
- 감염
- 색전증
- 동정맥류
- 심장마비
- 심근허혈
- 가동맥류
- 확장된 혈관의 재협착
- 심실세동을 동반한 부정맥
- 협심증 또는 불안정협심증
- 신장기능 저하
- 신장염
- 심혈관 발작
- 심인성 쇼크
- 급성 심근경색
- 관상동맥우회술
- 출혈이나 혈종
- 저혈압, 고혈압
- 관상동맥연축
- 일과성 뇌허혈 발작
- 비정상적 혈관비대증
- 확장된 혈관의 재협착
- 심실세동을 동반한 부정맥
- 협심증 또는 불안정협심증
- 관상동맥이나 우회지관된 원전폐색
- 관상혈관 절개, 천공, 파열 또는 손상
- 조영제에 대한 알러지반응
- 재수술 혹은 외과적치료가 필요한 혈관외상
- 관상동맥 혈관비대증

H 사용전준비사항

시술에 필요한 재료

- 적절한 가이드 카테터
- 10~20cc 주사기 12~3개
- 직경이 0.36mm 이하인 가이드 와이어 1개
- 내부 직경이 적절한 화전식 지혈 밸브
- 생리식염수와 1:로 희석된 조영제
- 압력장치 1개
- 복 마개 (최소 3방형)
- 적절한 항응고제 및 항혈소판제

사용 전 준비사항

- 제품개봉 전 포장용기의 파손된 곳이 없는지또는 포장에 외부 공기와 완전히 차단되어 있는지 확인 후 사용합니다.
- 사용 전 멸균이 필요한 부분품은 멸균조건 및 정해진방법에 따라 멸균한다.
- 제품에 누락된 구성품이 없는지 확인한다.
- 사용하기 직전까지 포장을 뜯지 않도록 주의한다.
- 풍선카테터를 디스펜서로부터 취급하 고이 지 않도록 깨낸다.

I 사용방법 및 조작순서

전달기기 준비

- 제조자의 지시사항에 따라 가이드 카테터와 가이드 와이어를 준비한다.
- GENOSS BMS는 0.36mm(0.014") 가이드와이어를 사용할 수 있다.
- 특히 가이드 카테터 적합성에 대해 제품 라벨과 ‘H.사용 전준비사항’항을 참조한다.
- 스텐트 크기는 스텐트 이식에 있어서 중요하다.
- 이식부위에 적합한 길이의 스텐트를 선택한다.
- 선택된 스텐트와 이식부위를 완전히 덮을 수 있을 만큼 길어야 한다.
- 주의사항: 팽창된 풍선 직경은 팽창함에 따라 스텐트 rec 오를 고려해 라벨에 표시된 스텐트 내경보다 약간 크게 측정한다.
- 포장으로부터 스텐트 전달 시스템을 꺼낸다.
- 피쓰의 말단에 엄지자와 집게손가락을 올려 놓고 스텐트/풍선을 덮고 있는 보호덮개를 조심스럽게 제거한다.
- 풍선 위에 스텐트가 원래 위치로부터 이동되거나 손상되지 않았다는 것을 확인하기 위해 스텐트를 면밀히 살펴다.
- 스텐트가 근위와 원위의 풍선 마커 사이에 위치하는지를 확인한다.
- 주의사항: 만약 스텐트에 이동이나 손상이 있다면 사용하지 않는다.
- 액체가 끝부분에 나올 때까지 헤마핀 처리 생리식염수를 스텐트 전달 시스템의 가이드 와이어 루멘에 흘려준다.
- 조영제/헤마핀처리 생리식염수(1:1) 5cc를 20cc 실린저에 채운다.
- 실린지를 전달 시스템에 부착하고 20~30초간 음압을 가한다.
- 풍선 루멘 속으로 혼합액체를 흡로보내기 위해 음압을 천천히 가한다.
- 실린지를 분리하고 풍선 루멘의 중심에 액체의 메니스커스를 남긴다.
- 표준 방법으로 팽창기기를 준비하고 실린지와 튜브에 있는 공기를 모두 제거한다.
- 연결부위에 기포가 남아있지 않도록 팽창기기를 카테터에 직접 부착 한다.
- 다시 압에 둔다. (중립위치)

※ 주의사항: 풍선을 준비한 후와 스텐트를 전달하기 전에는 팽창기기에 음압을 가하지 않는다.

전달 방법

- 표준 경피적 관상동맥 혈관 재건법 (Standard PTCA) 절차에 따라 혈관에 접근한다.
- 스텐트보다 풍선지름이 0.5mm 작고 이식될 손상부위의 길이와 같거나 짧은 풍선으로 손상부위에 미리 팽창한다. 팽창 풍선의 길이는 이식될 스텐트보다 짧아야 한다.
- 팽창기기에 중립 압력을 유지한다.
- 스텐트의 통과를 용이하게 하기 위해 화전식 지혈 밸브를 연다.

- ※ 주의사항: 만약 저항이 있으면 강제로 통과시키지 않는다. 저항은 문제점으로 나타날 것이며, 만일 강제로 한이 가해진다면 스텐트 및 혈관에 손상을 가져올 수 있다. 이러한 경우 시스템을 빼내고 검사한다.
- 5) 관상동맥 속으로 스텐트 전달 시스템을 장착하기 전에 가이드 카테터의 안전성을 확인한다.
- ※ 스텐트 전달 시스템을 가이드 카테터의 중심으로 조심스럽게 밀어넣는다.
- ※ 주의사항: 만약 가이드 카테터를 빼기 전에 스텐트 전달 시스템의 저항이 발견되면 강제로 통과시키지 않는다. 저항은 문제점으로 나타날 것이며, 만일 강제로 한다면 스텐트 및 혈관에 손상을 가져올 수 있다. 이 경우, 손상 부위에 가이드와이어 배치를 유지하고 하나의 단위로서 스텐트 전달 시스템을 제거한다.
- 7) 직접적인 fluoroscopic visualization 하에서 운반 시스템을 이식할 목표 지점에 위치한다.
- 8) 참고 지점으로 풍선에 있는 근위부와 원위부의 방사선 불투과마커를 이용한다.
- 9) 만약 스텐트의 위치가 선택적이지 않다면 조심스럽게 재배치하거나 제거해야 한다.
- 10) 만약 스텐트가 이식 목표 지점에 적절히 배치되지 않는다면 스텐트를 팽창해서는 안된다.
- 11) 화전식 지혈 밸브를 단단히 조인다.
- 2) 스텐트 탈착 준비를 한다.

스텐트 탈착 과정

- 스텐트 팽창 이전에 스텐트가 손상되거나 탈착하는 동안 이동되지 않았음을 확인하기 위해 고해상도 fluoroscopy를 이용한다.
- 스텐트의 충분한 팽창을 위해 15~30초간 팽창 압력을 유지한다.
- 팽창시 최대허용압력(RBP Rated Burst Pressure)를 초과하지 않는다.
- GENOSS 스텐트는 지정팽창(nominal expansion)의 0.5mm 이상 직경으로 팽창하지 말아야 한다.
- ※ 주의사항: 작은 혈관 또는 병변이 널리 퍼진 혈관에서, 풍선팽창에 대한 높은 압력의 사용은 스텐트에서 혈관 말초부분을 확장시킬 것이 고 혈관 절개를 가져올 수 있다.
- ※ 주의사항: 스텐트의 확장 중에 스텐트 이동이 있을 수 있다. 스텐트가 풍선의 공기를 뺀다 동맥벽과 완전히 밀는 것을 안전하게 하기 위해 적당한 크기의 스텐트를 선택해야 한다.
- MRI 안전성 정보
 비임상 시험에서, GENOSS BMS (Bare Metal Coronary Stent System)는 MR Conditional (자자공명 환경에서 조건부로 안전한)인 것으로 입증되었다. 본 의뢰기기를 삽입한 환자는 다음의 조건을 충족시키는 자기공명 장치에서 안전하게 스캐닝 검사를 받을 수 있다.
 -1.5T 및 3.0T의 정자기장
 -3,000 gauss/cm의 최대 공간 장 기울기
 -2 W/kg의 전신 평균 전파흡수율이 보고된 최대 MR 시스템 위에 정의 된 스캔 조건 하에서,GENOSS DES는 15분간 연속 스캐닝 하였을 때, 최대 온도 상승값이 2.7 °C 미만일 것으로 예상된다.
 비임상 시험에서, 의뢰기기로 인한 영상의 왜곡은 3.0T MRI의 T1 SE, GRE 펄스 시퀀스에서 촬영했을 때, 최대 5mm 확장이 되었다.

풍선 제거 순서

- 팽창기기에 음압을 가함으로써 풍선의 공기를 뺀다. 풍선에 공기를 빼내기 위해 적어도 15초 정도의 적당한 시간을 준다.
- 긴 스텐트는 공기를 빼내기 위해 더 많은 시간이 걸린다. 풍선이 공기를 빼내는 것은 풍선 안에 조영제가 없는 것으로 확인해야 한다.
- 운반시스템을 제거하기 위해 지혈 밸브를 연다.
- 혈관속으로의 흐름을 막기 위해 가이드링 카테터와 가이드 와이어의 위치를 유지한다.
- 매우 천천히 스텐트로부터 풍선을 제거하기 위해 심장근육의 움직임을 보면서 스텐트에 음압을 유지하면서 풍선을 잡아당긴다.
- 전달시스템을 제거한 후에는 지혈밸브를 단단히 조인다.
- 혈관 조영술을 반복하고 적당한 팽창에 대해 육안으로 혈관과 스텐트를 관찰한다.
- 주의사항: 상처 길이를 충분히 덮기 위해서 두번째 스텐트 이식이 필요하다면 가능한 인접한 스텐트의 이식 전에 동맥에 가장 먼 위치에 스텐트 이식이 이루어져야 한다.
- 환자의 관찰과 스텐트 위치의 혈관조영 전기는 스텐트 이식후 처음 30분 안에 주기적으로 수행되어야 한다.
- 만일 스텐트 이식이 혈전의 병발과 관련이 있거나 또는 스텐트가 위치한 지역에서 혈전이 의심된다면, 혈전용해 제의 관상동맥 내 주입이 권고 된다.

스텐트/전달시스템 제거요령

- 탈착 이전에 스텐트 시스템의 제거가 필요하다면, 가이드 카테터는 스텐트 전달 시스템에 관하여 위치를 정하고 스텐트 전달시스템을 가이드 카테터 속으로 조심스럽게 제거한다.
- 스텐트를 가이드 카테터를 향해 제거할 때 언제라도 이상한 저항이 느껴진다면, 스텐트 전달시스템과 가이드 카테터는 하나의 단위로서 제거되어야 한다.
- 이것은 fluoroscopy 하에서 육안으로 확인하면서 수행되어야 한다.
- 스텐트 전달시스템과 가이드 카테터가 하나의 단위로 제거 될 때 다음의 사항을 유의한다.
 -스텐트 전달시스템을 가이드 카테터 속으로 당기지 말 것
 -스텐트 전달시스템의 인접한 풍선 마커가 가이드 카테터의 면 쪽과 겹칠이 될 때까지 가이드와이어 위치를 유지하고 스텐트 전달 시스템을 조심스럽게 끌어당긴다.

- 시스템은 arterial sheath를 향해 하행 대동맥 쪽으로 잡아 당겨져야 한다.
- Arterial sheath 속으로 가이드 카테터의 말단부위가 들어감에 따라, 카테터는 arterial sheath로부터 가이드 카테터 속으로 스텐트 전달 시스템의 안전한 제거와 스텐트 전달시스템과 가이드 카테터가 순차적으로 제거되면서 곧게 펴질 것이다.
- 이런 순서에 따라 실시하는 것이 실패하거나 스텐트 전달 시스템에 과도한 힘을 가하면 스텐트 또는 풍선과 같은 스텐트 전달시스템 구성 요소에 손실이나 손상을 줄 수 있다.
- 시스템은 arterial sheath를 향해 하행 대동맥 쪽으로 잡아 당겨져야 한다.
- Arterial sheath 속으로 가이드 카테터의 말단부위가 들어감에 따라, 카테터는 arterial sheath로부터 가이드 카테터 속으로 스텐트 전달 시스템의 안전한 제거와 스텐트 전달시스템과 가이드 카테터가 순차적으로 제거되면서 곧게 펴질 것이다.
- 이런 순서에 따라 실시하는 것이 실패하거나 스텐트 전달 시스템에 과도한 힘을 가하면 스텐트 또는 풍선과 같은 스텐트 전달시스템 구성 요소에 손실이나 손상을 줄 수 있다.

J 품질보증 및 책임한계

이 문서에서 설명하는 제노스 제품에 대한 명시적 또는 묵시적인 보증은 없습니다. 이는 상품성이나 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함 하되 이에 제한되지 않습니다. 제노스는 특정법에 명시하는 것 이외의 직접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대하여 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다. 제노스는 여(여)에서 구제적으로 정한 것 이외의 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다. 이 문서를 비롯하여 제노스의 인쇄물에 기재된 설명이나 사양은 제조 당시 제품을 일반적으로 설명하기 위해 사용된 것일 뿐 명시적 인 보증에 해당하지 않습니다. 제노스는 제품 재사용으로 인한 직접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

K 유효기간

유효기간은 별도표기

L 사용횟수

일회용 멸균 의뢰기기, 재사용금지

M 보관방법

직사광선을 피해 실온에서 보관

N 제품규격

팽창치름 (mm)	사용 길이 (mm)				
	08	13	18	23	28
2.00	GBMS-08-200	GBMS-13-200	GBMS-18-200	GBMS-23-200	GBMS-28-200
2.25	GBMS-08-225	GBMS-13-225	GBMS-18-225	GBMS-23-225	GBMS-28-225
2.50	GBMS-08-250	GBMS-13-250	GBMS-18-250	GBMS-23-250	GBMS-28-250
2.75	GBMS-08-275	GBMS-13-275	GBMS-18-275	GBMS-23-275	GBMS-28-275
3.00	GBMS-08-300	GBMS-13-300	GBMS-18-300	GBMS-23-300	GBMS-28-300
3.25	GBMS-08-325	GBMS-13-325	GBMS-18-325	GBMS-23-325	GBMS-28-325
3.50	GBMS-08-350	GBMS-13-350	GBMS-18-350	GBMS-23-350	GBMS-28-350
3.75	GBMS-08-375	GBMS-13-375	GBMS-18-375	GBMS-23-375	GBMS-28-375
4.00	GBMS-08-400	GBMS-13-400	GBMS-18-400	GBMS-23-400	GBMS-28-400
4.50	GBMS-08-450	GBMS-13-450	GBMS-18-450	GBMS-23-450	GBMS-28-450
5.00	GBMS-08-500	GBMS-13-500	GBMS-18-500	GBMS-23-500	GBMS-28-500

O 심볼

REF	Catalogue Number	LOT	Batch code
	Do not reuse		Date of manufacture
	Caution		Use by
	Sterilized using ethylene oxide		Manufacturer
	Temperature limitation		Keep away from sunlight
	Consult instruction for use		Do not resterilize
	Keep dry		Do not use if package is damaged

A Product description

The GENOSS BMS Bare Metal Coronary Stent is non coated Co-Cr metal stent for cardiovascular. This device is consisted of cardiovascular stent for vessel expansion and balloon catheter for expansion as delivery material of stent around the stenotic portion. The balloon is designed to inflate to a controlled diameter and length when inflated. The stent also be inflated at the same time. The balloon catheter has two platinum iridium radiopaque marker bands. Two radiopaque marker bands are located at both ends of the balloon, to facilitate fluoroscopic visualization and define the length and location of the stent. The balloon catheter includes a tapered soft-tip to facilitate the advancement in the lesion. The usable length of the GENOSS BMS Bare Metal Coronary Stent Balloon Catheter is 140cm. The proximal shaft of balloon catheter is a single-lumen, stainless steel hypotube with a single hub to inflate/deflate the balloon. The distal shaft of the balloon catheter is dual lumen and coaxial. The outer distal lumen is the lumen for the balloon inflation/deflation. And the inner distal lumen permits the use of guide wires of diameters 0.014" (0.36mm) or smaller to facilitate advancement of the balloon catheter through the stenosis segment to be dilated. The balloon catheter has a distal hole approximately 28cm from the distal tip that accesses the guide-wire lumen. The guide-wire lumen begins at the distal port and terminates at the distal tip. The black-colored catheter tip facilitates guide wire insertion. The balloon catheter is compatible with guiding catheters with an inner diameter> 0.056"[1.42mm]. To indicate when the balloon catheter tip exits from the guiding catheter shaft exit, markers are located approximately 92cm [brachial] and approximately 102cm [femoral] from the distal end of the Genoss BMS Bare Metal Coronary Stent Balloon Catheter.

B Indication for use

The GENOSS BMS Bare Metal Coronary Stent is stent for maintaining patency with insert of stenotic portion of cardiovascular which has coronary structure or bypass graft stenosis for the purpose of improving myocardial perfusion or it can be used with balloon catheter together.

C Contraindications

Contraindications for coronary stent in general are:
- Patient with allergic or hypersensitive reactions about contrast medium, Co-Cr, Nickel, and Molybden;
- Contraindicated patient for antiplatelet and anticoagulant;
- Patient with inhibit about complete inflation of PTCA balloon or lesions that impede the proper procedure of stent delivery system.

D Direction for use

-Delivery device preparation

- 1) Prepare the guide catheter and wire according to the instructions of the manufacturer.
- 2) The inner distal lumen of the GENOSS BMS permits the use of guide wires of diameters 0.36mm (0.014").
- 3) Especially, refer the product label and 'The apparatus before use' of item about the suitability of guide catheter.
- 4) The stent size is important to transplant.
- 5) Select stent of appropriate length for transplant portion.
- 6) Selected stent should be long enough to cover for transplant portion.
Note : Inflated balloon diameter measure slightly larger than labeled stent inner diameter as the expansion considering stent recoil.
- 7) Gently pull out the stent delivery system from the package.
- 8) Place onto the thumb and forefinger at the distal end of sheath and remove protective cover that covers the stent / balloon carefully.
- 9) Watch stent in detail to check that stent on the balloon was not damaged, moved from its original position.
- 10) Check the position whether the stent is located between proximal and distal balloon marker or not.
Note : Do not use if the stent was moved or damaged.
- 11) Flow heparin treated saline to the guide wire lumen of stent delivery system until the liquid be come out.
- 12) Fill in the contrast / heparin treated saline (1:1) 5cc to 20cc syringe.
- 13) Attach the syringe to delivery system and add negative pressure during 20 ~ 30 seconds.
- 14) Add negative pressure slowly to shed mixed liquid into the balloon lumen.
- 15) Separate the syringe and leave the meniscus of liquid in the center of the balloon lumen.
- 16) Prepare inflator as standard method and remove any remaining air from the syringe and tube.
- 17) Attach inflator to catheter directly for preventing air bubbles remain. .
- 18) Place on atmospheric pressure. (Neutral)
Note : Do not add negative pressure to the inflator after balloon prepared and before stent deliverd.

-Delivery method

- 1) Approach to blood vessel in accordance with PTCA techniques.
- 2) Balloon diameter is 0.5mm smaller than stent and pre-inflate length of damaged portion equal to or shorter balloon at damaged portion.
The length of inflated balloon should be shorter than transplanted stent.
- 3) Maintain neutral pressure to inflator.
- 4) Open rotational hemostasis valve to easy the passage of the stent.
Note : Do not pass to force if there is resist. Resistance will be appeared problems, and the stent or blood vessel can be damaged if you try to force. In this case, remove the system and then examine.
- 5) Check the safety of guide catheter before stent delivery system was attached into the coronary artery.
- 6) Push the stent delivery system into the center of the catheter carefully.
Note : Do not pass to force if there is resist before remove guide catheter. Resistance will be appeared problems, and the stent or blood vessel can be damaged if you try to force. In this case, maintain guide wire hold at the damaged portion and remove stent delivery system as one unit.
- 7) Put the delivery system to be transplanted target under direct fluoroscopic visualization.
- 8) Use radiopaque marker of proximal and distal of balloon for the point.
- 9) If the location of the stent is not selective, It should be relocated or removed.
- 10) Do not inflate stent if the stent is not located accordingly at target point.
- 11) Tighten the rotational hemostasis valve.
- 12) Prepare the stent exchange.

-Exchange procedure of stent

- 1) Use high resolution fluoroscopy to check the stent has not been moved during be damaged or be exchanged before the stent inflated.
- 2) Maintain inflating pressure for enough inflation of the stent during 15~30 seconds.
- 3) Do not exceed Rated Burst Pressure when inflated.
- 4) GENOSS stent should not be inflated over 0.5mm diameter of nominal expansion.
Note : Usage of high pressure about balloon inflation at small blood vessel or lesion widely spreaded blood vessel will be expanded peripheral vascular portion and can be vascular dissection at stent.
Note : The stent can be moved during the expansion of stent. Stent should be selected appropriate size to safe artery walls that completely touch when the stent deflate the balloon.

-Exchange procedure of balloon

- 1) Deflate the balloon as adding negative pressure to inflator. Wait proper time like at least 15 seconds to deflate the balloon.
- 2) The long stent takes longer time to deflate.
The thing that balloon is deflated make sure that no contrast in the balloon.
- 3) Open the hemostasis valve to remove delivery system.
- 4) Maintain location of guide catheter and wire to block flow of internal blood vessel.
- 5) Pull on the balloon by keeping the stent negative pressure and by watching motion of the cardiac muscle to remove balloon from stent very slowly.
- 6) Tighten the hemostasis valve after removing delivery system.
- 7) Repeat angiography and observe blood vessel and stent about proper inflation with the naked eye.
Note : If you need a second stent transplantation enough to cover wound length, Stent should be transplanted the most distant location from artery before transplantation as soon as possible.
- 8) Follow-up of patient and angiography evaluation of the stent location should be performed within the first 30minutes periodically after transplanting.
- 9) If stent transplantation is related to occur of thrombosis or suspected about thrombosis at the located stent, It is recommended injection into the coronary artery of thrombolytic.

-Removal tips of stent / delivery system

- 1) If the removal of the stent system is needed, the guide catheter is determine location about stent delivery system and remove stent delivery system into guide catheter carefully.
- 2) If you feel unusual resistance during remove stent to guide catheter, remove the entire system at once, i.e., the stent delivery system and guide catheter.
- 3) This should be performed checking with the naked eye under fluoroscopy.
- 4) Note the following when the stent delivery system and guide catheter are removed as one unit.
 - Do not pull the stent delivery system into the guide catheter.
 - Maintain the guide wire position until adjacent balloon marker of the stent delivery system is combined the distal of the guide catheter.
 - The system should be pulled toward arterial sheath to descending aorta.
 - According to transfer the end of guide catheter within arterial sheath, the catheter will be flat straightly while safe removal of the stent delivery system from arterial sheath and sequential removal of the stent delivery system and guide catheter.
 - According to these orders, damage of the stent delivery system such as stent or balloon can be reduced when failed or added excessive force.

E Precautions

Do not use the BMS Bare Metal Coronary Stent if the outer or the inner package is damaged or opened. Use the stent before the "shelf-life" date specified on the package. Use only guide wires with a 0.014"(0.36mm) maximum diameter. Use within guiding catheters with an inner diameter > 0.056" (1.42mm). Exercise care during handling to reduce the possibility of accidental breakage, bending or kinking of the balloon catheter shaft. If strong resistance is met during manipulation, stop the procedure and determine the cause of the resistance before proceeding. Store in a dark, cool and dry place. Only physicians thoroughly trained and educated in the performance of Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) should use the balloon catheter. PTCA should only be performed at hospitals where emergency coronary artery bypass graft surgery is readily available.

F Warning

This device is designed and intended for single use only.
Do NOT reuse, reprocess or resterilize. GENOSS will not be responsible for any direct, incidental or consequential damages resulting from re-sterilization and/or reuse. Do not use if sterile barrier is damaged. If damage is found, call your Genoss representative. Before operate, use heparinized saline for flushing to prevent clotting. After use, dispose of product and packaging in accordance with hospital administrative and/or local government policy. Prior to procedure, the balloon catheter should be examined to verify functionality and ensure that its size is suitable for the specific procedure for which it is to be used.
The inflated diameter of the stent should never exceed the original diameter of the vessel proximal and distal to the lesion. Balloon pressure should not exceed the rated burst pressure. Use of a pressure monitoring device is mandatory to prevent over-pressurization. Use only an appropriate balloon inflation medium [e.g., 50:50 mixture by volume of contrast medium and saline]. Never use air or any gaseous medium to inflate the balloon. Do not expose the balloon catheter to organic solvents, eg, alcohol. When the catheter is in the body, it should be manipulated while under sufficient and/or high-quality fluoroscopy.
Do not advance the catheter unless the balloon is fully deflated under vacuum. If strong resistance is met during manipulation, stop the procedure and determine the cause of the resistance before proceeding. The short-term and long-term biological effects of balloon diameters larger than the original vessel diameters are not known.

G Adverse effects

Possible complications include, but are not limited to:

- Death
- Acute myocardial infarction
- Cardiac dysrhythmia [ventricular fibrillation]
- Injury to the coronary artery wall, intimal tear.
- Arteriovenous fistula
- Pseudoaneurysm formation
- Hypo/hypertension
- Angina pectoris
- Coronary artery spasm
- Restenosis of the dilated artery
- Total occlusion of the coronary artery
- Emergency CABG
- Infection
- Hemorrhage or hematoma
- Embolism
- Thrombosis
- Drug reactions, allergic reactions to contrast medium

H Products

Inflation Diameter (mm)	Stent length(mm)			
	08	13	18	23
2.00	GBMS-08-200	GBMS-13-200	GBMS-18-200	GBMS-23-200
2.25	GBMS-08-225	GBMS-13-225	GBMS-18-225	GBMS-23-225
2.50	GBMS-08-250	GBMS-13-250	GBMS-18-250	GBMS-23-250
2.75	GBMS-08-275	GBMS-13-275	GBMS-18-275	GBMS-23-275
3.00	GBMS-08-300	GBMS-13-300	GBMS-18-300	GBMS-23-300
3.25	GBMS-08-325	GBMS-13-325	GBMS-18-325	GBMS-23-325
3.50	GBMS-08-350	GBMS-13-350	GBMS-18-350	GBMS-23-350
3.75	GBMS-08-375	GBMS-13-375	GBMS-18-375	GBMS-23-375
4.00	GBMS-08-400	GBMS-13-400	GBMS-18-400	GBMS-23-400
4.50	GBMS-08-450	GBMS-13-450	GBMS-18-450	GBMS-23-450
5.00	GBMS-08-500	GBMS-13-500	GBMS-18-500	GBMS-23-500

Inflation Diameter (mm)	Stent length(mm)		
	28	33	38
2.00	GBMS-28-200	GBMS-33-200	GBMS-38-200
2.25	GBMS-28-225	GBMS-33-225	GBMS-38-225
2.50	GBMS-28-250	GBMS-33-250	GBMS-38-250
2.75	GBMS-28-275	GBMS-33-275	GBMS-38-275
3.00	GBMS-28-300	GBMS-33-300	GBMS-38-300
3.25	GBMS-28-325	GBMS-33-325	GBMS-38-325
3.50	GBMS-28-350	GBMS-33-350	GBMS-38-350
3.75	GBMS-28-375	GBMS-33-375	GBMS-38-375
4.00	GBMS-28-400	GBMS-33-400	GBMS-38-400
4.50	GBMS-28-450		
5.00	GBMS-28-500		

I Symbols

	Catalogue Number		Batch code
	Do not reuse		Date of manufacture
	Caution		Use by
	Sterilized using ethylene oxide		Manufacturer
	Temperature limitation		Keep away from sunlight
	Consult instruction for use		Do not resterilize

J Caution

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician