

# SONIQ

## SONIQ Lite

Dentium  
For Dentists By Dentists

### 구성품

한국어

\* SONIQ Lite는 '레귤러 헤드(3PCS)', '여행용 케이스'가 포함되지 않습니다.



본체



여행용 케이스



무선 충전 거치대



레귤러 헤드(3PCS)



사용자 매뉴얼

1

### 제품구조

한국어



칫솔 헤드

전원/작동 버튼

강도 표시 LED

충전 표시 LED

무선 충전 거치대

2

### 제품기능

한국어



#### 칫솔 헤드 교체




3

### 사용방법

한국어


- 1. 양치질 준비**  
칫솔모에 치약을 적당량 도포 합니다.  
본 제품은 치약 톱 방지 기능이 탑재되어  
있어 3초동안 점차 세기가 강해집니다.  
3초 내에 칫솔질을 시작하십시오.
- 2. 전원ON, 강도조절**  
전원버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.  
전원이 켜진 상태에서 다시 전원버튼을  
짧게 눌러 강도를 변경하며 사용자에게  
맞는 강도로 양치질을 시작 하십시오.
- 3. 사용, 전원 OFF**  
양치질은 2분 정도 하는 것을 권장  
드립니다. 2분간 양치질을 하면 자동으로  
전원이 꺼집니다. 양치질 도중 전원을  
고고 싶다면 전원버튼을 1초 이상 길게  
누르십시오.
- 4. 세척 및 건조**  
사용 후 칫솔모를 흐르는 물에 잘  
씻어주고, 자연 건조해주십시오. 사용  
후에는 건조하고 선선한 곳에 보관하여  
주십시오.

#### 스마트 2분 타이머 · 30초 구간 알림



- 본 제품에는 양치질 시간을 가이드 하는 타이머  
기능이 탑재되어 있습니다.
- 양치질은 2분간 진행되며 2분이 지나면 자동으로  
전원이 꺼집니다.
- 구강을 4구역으로 나누어 30초씩 골고루 양치질을  
할 수 있도록 30초가 지나면 잠시 정지하여 신호를  
줍니다. 진동이 울릴 때마다 구역을 변경하여  
골고루 양치질 하십시오.

4



### Component

English

\* SONIQ Lite package is not include 'Regular head(3PCS)' and 'Travel Case'.



Toothbrush product



Travel case



Wireless charging cradle



Regular head(3PCS)



User manual

1

### Product structure

English



Toothbrush head

Power/Action button

Mode indicator LED


Charging indicator LED

Wireless charging cradle


2

### Product function

English



#### Toothbrush head replacement



- The toothbrush head can be mounted in the  
same way as the picture on the left. (Please  
install the toothbrush head facing forward.  
Forcibly installing the toothbrush in the  
wrong direction may damage the product.)
- The toothbrush head is enclosed in the  
package.
- Replace the toothbrush head every 3 months.  
Even after 3 months, if the shape of the  
bristles has changed, replace the toothbrush  
head. (The toothbrush head could be  
purchased separately.)
- The toothbrush heads of other products are  
not compatible. Misuse of toothbrush heads  
of other products may cause malfunction.

3


English

- After combining the toothbrush head, there is a gap of about 1mm between the body and the toothbrush head. This gap is a space for the normal work of the brush head. (If you press excessively to close the gap, it may cause the product failure.)

#### Usage Method

- 1. Prepare to brush your teeth**  
Take a small amount of toothpaste on the brush head. Vibration increases gradually for 3 seconds and this prevents the toothpaste on the brush splashed. Put it into the mouth within 3 seconds.
- 2. Power ON, mode control**  
Briefly press the power button to turn on. While the power is on, briefly press the power button again to change the mode and start brushing on the mode you prefer.
- 3. Use, power OFF**  
We recommend brushing your teeth for about 2 minutes. The power turns off automatically after 2 minutes. If you want to turn off the power while brushing your teeth, press and hold the power button for more than 1 second.
- 4. Wash and dry**  
After use, rinse the toothbrush head under running water and let it dry naturally. After use, store in a dry and cool place.

#### Smart 2 minutes Timer: 30 Seconds Interval



- This product is equipped with a timer to  
guide the brushing time.
- Brushing your teeth for 2 minutes and turns  
off automatically.
- Brush your teeth in each zone of the oral  
cavity and change the zone when it vibrates  
every 30 seconds.

4

